

# SPLINT PADDING AND LINING MATERIALS LUXOFOAM

## A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

LUXOFOAM est une mousse de PVC souple auto-adhésive à cellules fermées.  
Il est utilisé comme matériau adoucissant sur les orthèses, les dispositifs d'immobilisation externes et les aides à la réhabilitation.

## B. GAMME DE PRODUITS

LUXOFOAM est disponible en feuilles de 50 cm (largeur) x 97 cm (longueur) x 3 mm (épaisseur).

N° d'art	Type de perforation
35110	non-perforé
35112	perforé

## C. PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

- \* Découpez le modèle requis avant de retirer le papier par l'arrière.
- \* Collez LUXOFOAM sur l'orthèse soit avant d'activer le matériau de fabrication de l'orthèse, soit après la fabrication de l'orthèse. Dans ce dernier cas, l'espace supplémentaire pris par LUXOFOAM doit être pris en compte.
- \* LUXOFOAM peut toujours être retiré facilement immédiatement après l'application. Après un certain temps, ce sera difficile, à moins que l'orthèse ne soit réchauffée.

## D. ENTRETIEN ET GESTION DES DÉCHETS

LUXOFOAM doit être nettoyé tous les jours. Utilisez de l'eau tiède et du savon désinfectant ou des lingettes d'isopropanol préalablement humidifiées. Bien rincer.

### ! Ne jamais utiliser de solvants.

La stérilisation de thermoplastiques à basse température avec LUXOFOAM dans un autoclave est impossible. La stérilisation par traitement au gaz est possible.

La désinfection est possible avec de l'alcool, de l'ammonium quaternaire, une solution ou des savons de désinfection commerciaux (HAC®, Sterilium®, etc.).

Après utilisation, l'orthèse peut être jetée avec les ordures ménagères sans nuire à l'environnement.

## E. INFORMATION ADDITIONNELLE

Pour obtenir des informations supplémentaires telles que des brochures sur les produits, des fiches de données de sécurité et des informations réglementaires, veuillez visiter notre site Web [www.orfit.com](http://www.orfit.com).

### Note:

Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sans l'accord préalable d'Orfit Industries.



**ORFIT INDUSTRIES**  
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium  
T (+32) (0)3 326 20 26  
[welcome@orfit.com](mailto:welcome@orfit.com)

[www.orfit.com](http://www.orfit.com)



Ref. No. 31300FR  
VERSION 2  
LAST UPDATE: 25/05/2021  
REVISION DATE: 25/05/2023